


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Arhgap25 Para Wb, Elisa - P42331

Número do item: CM0017417



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ARHGAP25, validado para Western blot e ELISA. Detecta ARHGAP25 humano, de rato e de camundongo. Adequado para estudos de sinalização de Rho GTPase. - P42331

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARHGAP25 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	KAIA0053; HEL-S-308; ARHGAP25
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9938
ID do Gene	9938
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 1-370 do ARHGAP25 humano (NP_001159748.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42331
Peso Proteico	73kDa
Envio	Saco de Gelo