


Anti-Arhgap25 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P - P42331

Número do item: CM0017516



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ARHGAP25 humano (proteína ativadora de GTPase Rho 25), adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validado em amostras humanas e de camundongo. O imunógeno corresponde aos aminoácidos 1-370.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARHGAP25 pAb de Coelho
Observações/Apelido	KAIA0053; HEL-S-308; ARHGAP25
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9938
ID do Gene	9938
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-370 do ARHGAP25 humano (NP_001159748.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P42331
Peso da Proteína	73kDa
Envio	Saco de gelo