

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Arhgap4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P98171

Número do item: CM0022493



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ARHGAP4, uma proteína ativadora de GTPase Rho envolvida na regulação das fibras de estresse. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, reage com espécies humana, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa com células hematopoiéticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARHGAP4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	C1; RGC1; p115; SrGAP4; RhoGAP4; ARHGAP4
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	393
GeneID	393
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 900 até a extremidade C-terminal da ARHGAP4 humana (NP_001158213.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P98171
Peso Proteico	105kDa
Envio	Saco de gelo