

Anticorpo Policlonal Anti-Arhgap44 Para Wb E Elisa - Q17R89

Número do item: CM0028291

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ARHGAP44/RICH2 humano (ID do Gene: 9912). Validado em WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para explorar a sinalização de Rho GTPase, a plasticidade sináptica e a dinâmica das espinhas dendríticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARHGAP44 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RICH2; NPC-A-10; ARHGAP44
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9912
ID do Gene	9912
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 666-772 do ARHGAP44 humano (NP_055674.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q17R89
Peso Proteico	89kDa
Envio	Saco de gelo