

Anticorpo Policlonal Anti-Arhgef10L (Coelho) Para Wb, Elisa - Q9Hce6

Número do item: CM0022695

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ARHGEF10L (GrinchGEF), validado para Western blot e ELISA em amostras humanas e de rato. Direciona-se a um fator de troca de nucleotídeos de guanina Rho envolvido na regulação do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARHGEF10L Coelho pAb
Observações/Apelido	GrinchGEF; ARHGEF10L
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	55160
ID do Gene	55160
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1120-1230 do ARHGEF10L humano (NP_001011722)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9HCE6
Peso Proteico	140kDa
Envio	Saco de Gelo