

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Arhgef11 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O15085

Número do item: CM0025909



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-ARHGEF11 adequado para Western blot (WB), imunohistoquímica (IHC-P) e ELISA. Detecta ARHGEF11 humano e de camundongo, um fator de troca de nucleotídeos de guanina Rho envolvido na regulação da GTPase RhoA e no crescimento de neuritos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho ARHGEF11
Observações/Apêndice	GTRAP48; PDZ-RHOGEF; ARHGEF11
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9826
ID do Gene	9826
Imunógeno	Peptídeo sintético; Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do ARHGEF11 humano (O15085).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O15085
Peso Proteico	168kDa
Envio	Saco de gelo