


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Arhgef2 Para Wb E Elisa - Q92974

Número do item: CM0028667



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a ARHGEF2 (GEF-H1) humano, validado para WB e ELISA. Este GEF de Rho regula a motilidade celular, imunidade inata e permeabilidade epitelial, sendo valioso para pesquisa em sinalização e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARHGEF2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	GEF; Lfc; P40; GEFH1; LFP40; GEF-H1; NEDMHM; ARHGEF2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9181
GeneID	9181
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 850-950 de ARHGEF2 humano (NP_001155855.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q92974
Peso da Proteína	112kDa
Transporte	Saco de gelo