

Anti-Arhgef3 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q9Nr81

Número do item: CM0031007

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ARHGEF3 humano (GEF3/STA3/XPLN), validado para WB e ELISA, detectando espécies humanas e de camundongo. Adequado para pesquisa sobre sinalização RhoA/RhoB e dinâmica do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARHGEF3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GEF3; STA3; XPLN; ARHGEF3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	50650
GeneID	50650
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 287-526 do ARHGEF3 humano (NP_062455.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NR81
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco de gelo