

## Anticorpo Policlonais Anti-Arhgef5 Para Ihc-P, Elisa - Q12774

Número do item: CM0019465

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ARHGEF5 humano (Ephexin-3), validado para IHC-P e ELISA. Reação cruzada com camundongo e rato. Detecta uma proteína de 177 kDa. Adequado para estudos de sinalização de Rho GTPase, dinâmica de actina e processos oncogênicos.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | ARHGEF5 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Observações/Apelidos | P60, TIM, GEF5, TIM1, ARHGEF5                                                                                                  |
| Espécie              | Humano                                                                                                                         |
| GeneID (humano)      | 7984                                                                                                                           |
| GeneID               | 7984                                                                                                                           |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1248-1597 de ARHGEF5 humano (NP_005426.2) |
| Origem               | Coelho                                                                                                                         |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                         |
| Aplicação            | IHC-P, ELISA                                                                                                                   |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                       |
| SWISS                | Q12774                                                                                                                         |
| Peso da Proteína     | 177kDa                                                                                                                         |
| Transporte           | Bolsa de gelo                                                                                                                  |