

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Arhgef7 Para Wb, Elisa - Q14155

Número do item: CM0013218



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ARHGEF7 humano (Beta-Pix/COOL-1), validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com amostras humanas e de camundongo; detecta a proteína Rho GEF de aproximadamente 90 kDa envolvida na migração celular e na formação de sinapses.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra ARHGEF7
Observações/Alias	P50; P85; PAK3; PIXB; COOL1; P50BP; COOL-1; P85SPR; BETA-PIX; P85COOL1; Nbla10314; ARHGEF7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8874
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 de ARHGEF7 humano (NP_001106984.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q14155
Peso da Proteína	90 kDa
Transporte	Bolsa de gelo