


Anti-Arhgef9 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - O43307

Número do item: CM0026943



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ARHGEF9 humano (collybistin). Validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisas em neurociência e sinápticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARHGEF9 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DEE8; PEM2; EIEE8; PEM-2; HPEM-2; COLLYBISTIN; ARHGEF9
Espécie	Humano
ID do Gene	23229
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 307-516 do ARHGEF9 humano (NP_056000.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43307
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Saco com gelo