


## Anticorpo Monoclonal Anti-Arid1A Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14497

Número do item: CM0002468



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra ARID1A humana (SWISS: O14497). Adequado para IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Imunógeno: fragmento de proteína recombinante (aa 1204-1314). Ideal para pesquisa em remodelação da cromatina e oncologia.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | ARID1A Rabbit mAb                                                                                                        |
| Observações/Apelidos | ELD; B120; CSS2; OSA1; P270; hELD; BM029; MRD14; hOSA1; BAF250; C1orf4; BAF250a; SMARCF1; ARID1A                         |
| Espécie              | Humano                                                                                                                   |
| ID do Gene           | 8289 (Humano)                                                                                                            |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1204-1314 da ARID1A humana (O14497) |
| Origem               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria            | Anticorpos Monoclonais                                                                                                   |
| Aplicação            | IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                     |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                 |
| SWISS                | O14497                                                                                                                   |
| Peso da Proteína     | 242kDa                                                                                                                   |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                            |