


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Arid1A Para Wb, Elisa - O14497

Número do item: CM0023998



introdução

ARID1A Rabbit pAb validado para WB e ELISA, com reatividade humana, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de remodelamento da cromatina em desenvolvimento neural e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARID1A Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ELD; B120; CSS2; OSA1; P270; hELD; BM029; MRD14; hOSA1; BAF250; C1orf4; BAF250a; SMARCF1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8289
GeneID	8289
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2195-2285 da ARID1A humana (NP_006006.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14497
Peso da Proteína	242kDa
Envio	Bolsa de gelo