


Anticorpo Policlonal Anti-Arid1B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Nfd5

Número do item: CM0016408



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ARID1B humano (BAF250B). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em remodelação da cromatina e neurogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARID1B Rabbit pAb
Observações/Apelido	CSS1; OSA2; 6A3-5; DAN15; MRD12; P250R; BRIGHT; BAF250B; SMARCF2; ELD/OSA1; ARID1B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57492
GeneID	57492
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 400-650 do ARID1B humano (NP_059989.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NFD5
Peso Molecular da Proteína	244kDa
Envio	Em saco de gelo