


Anticorpo Policlonais Anti-Arid2 Para Wb, Ip, Elisa - Q68Cp9

Número do item: CM0025531



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ARID2 humano (BAF200), uma subunidade do complexo de remodelação da cromatina SWI/SNF envolvida na regulação transcricional. Validado para aplicações WB, IP e ELISA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARID2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CSS6; p200; BAF200; SMARCF3; ARID2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	196528
GeneID	196528
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1586-1835 do ARID2 humano (NP_689854.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q68CP9
Peso da Proteína	197kDa
Envio	Bolsa de gelo