


Anticorpo Policlonal Anti-Arid3A Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q99856

Número do item: CM0026935



introdução

Anticorpo policlonal de coelho ARID3A para WB, IHC-P, IP, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Validado para pesquisa de diferenciação de células B e ciclo celular. Peso proteico 63kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARID3A Coelho pAb
Observações/Apelido	DRIL1; DRIL3; BRIGHT; E2FBP1; ARID3A
Espécie	Humano
ID do Gene	1820
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 324-593 do ARID3A humano (NP_005215.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99856
Peso Proteico	63kDa
Envio	Saco de Gelo