

Anticorpo Monoclonal De Rato Anti-Arid5A Para Wb, Elisa - Q03989

Número do item: CM0007679

introdução

Anticorpo monoclonal de rato Anti-ARID5A validado para WB e ELISA. Reage com ARID5A humano e de rato (64kDa). Ideal para estudar regulação transcricional, diferenciação de condrócitos e respostas inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Rato ARID5a
Observações/Apelido	MRF1; MRF-1; RP11-363D14
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10865
GeneID	10865
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-594 da ARID5a humana (Q03989).
Fonte	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q03989
Peso Proteico	64kDa
Envio	Bolsa de gelo