

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Arih1 Para Wb E Elisa - Q9Y4X5

Número do item: CM0020845



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ARIH1, uma ligase E3 de ubiquitina-proteína envolvida na ubiquitinação e resposta a danos no DNA. Validado para WB e ELISA com amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para estudos da via da ubiquitina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARIH1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ARI; HARI; HHARI; UBCH7BP; ARIH1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	25820
GeneID	25820
Imunôgeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 400 até o C-terminal da ARIH1 humana (NP_005735.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y4X5
Peso Proteico	64kDa
Envio	Bolsa de Gelo