


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Arl1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P40616

Número do item: CM0014505



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ARL1 validado para western blot, imunofluorescência/ICC e ELISA. Detecta ARL1 humano, de camundongo e de rato, uma GTPase associada ao Golgi envolvida no transporte vesicular. Ideal para pesquisa básica e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARL1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ARL1; ARL1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	400
ID do Gene	400
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 62-181 da ARL1 humana (NP_001168.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40616
Peso da Proteína	20kDa
Transporte	Bolsa de gelo