

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Arl13B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q3Sxy8

Número do item: CM0025893

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ARL13B humana (JBTS8/ARL2L1), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de cílios, desenvolvimento neural e síndrome de Joubert. Peso previsto de 49 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	ARL13B Rabbit pAb
Observações/Alias	JBTS8; ARL2L1; ARL13B
Espécie	Humana
GeneID	200894
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 da ARL13B humana (NP_878899.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q3SXY8
Peso da Proteína	49kDa
Transporte	Saco de gelo