

Anticorpo Policlonal Anti-Arl2 Para Wb, Elisa - P36404

Número do item: CM0029853



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-ARL2 validado para WB e ELISA, com reação cruzada com Camundongo e Rato. Reconhece ARL2 humano (P36404). Ideal para estudos de ciclo celular, mitocondrial e citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARL2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ARFL2; MRCS1; ARL2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	402
GeneID	402
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-184 do ARL2 humano (NP_001658.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P36404
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco de gelo