

Anticorpo Policlonal Anti-Arl3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P36405

Número do item: CM0022794

introdução

Anticorpo policlonal ARL3 de coelho de alta qualidade para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano, rato, camundongo. Imunógeno recombinante, alvo de 20kDa. Ideal para pesquisa de cílios, ciclo celular e tráfego de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARL3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RP83; ARFL3; JBTS35; ARL3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	403
GeneID	403
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-182 do ARL3 humano (NP_004302.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P36405
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Saco de gelo