

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Arl4A Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - P40617

Número do item: CM0019054

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ARL4A humana, validado para IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com a proteína ARL4A de humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de tráfego de membrana mediado por pequenas GTPases.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | ARL4A pAb de Coelho                                                                                                                                  |
| Observações/Alias   | ARL4; ARL4A                                                                                                                                          |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                               |
| ID do Gene (Humano) | 10124                                                                                                                                                |
| ID do Gene          | 10124                                                                                                                                                |
| Imunógeno           | Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 121-200 da ARL4A humana (NP_001032241.1). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                                               |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                               |
| Aplicação           | IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                             |
| SWISS               | P40617                                                                                                                                               |
| Peso da Proteína    | 23kDa                                                                                                                                                |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                                        |