

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Arl4D Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49703

Número do item: CM0024094

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à ARL4D. Adequado para aplicações de WB, IHC-P e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Apoia pesquisas sobre processos celulares mediados por GTPase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARL4D Rabbit pAb
Observações/Alias	ARF4L; ARL4D
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	379
GeneID	379
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 92-201 da ARL4D humana (NP_001652.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49703
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo