


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Arl6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H0F7

Número do item: CM0026039



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ARL6 humano (BBS3, NP_115522.1). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudos de tráfego ciliar e síndrome de Bardet-Biedl. ~21 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARL6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BBS3; RP55; ARL6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84100
ID do Gene	84100
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 1-186 do ARL6 humano (NP_115522.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9H0F7
Peso Proteico	21kDa
Envio	Saco de gelo