

Anticorpo Policlonal Anti-Arl6Ip1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15041

Número do item: CM0023584

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ARL6IP1, validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Adequado para amostras humanas, de rato e camundongo. Útil para pesquisa em apoptose, túbulos de RE e transporte de glutamato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ARL6IP1 Coelho pAb
Observações/Apelido	AIP1; ARMER; SPG61; ARL6IP; ARL6IP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23204
GeneID	23204
Imunogênio	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do ARL6IP1 humano (NP_055976.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15041
Peso Proteico	23kDa
Envio	Bolsa de Gelo