

Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Arl6Ip4 Para Ihc-P E Elisa - Q66Pj3

Número do item: CM0020951

introdução

Anticorpo policloonal de coelho direcionado a ARL6IP4 (SRp25/SRp37) humano, validado para IHC-P e ELISA. Ideal para estudos de splicing alternativo e pesquisa de fator hospedeiro do HSV-1. Reage cruzadamente com o humano. Peso protéico de 26kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARL6IP4 Rabbit pAb
Observações/Alias	SR-25; SRp25; SFRS20; SRp37; ARL6IP4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51329
GeneID	51329
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 313-402 de ARL6IP4 humano (NP_057722.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q66PJ3
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Bolsa de gelo