

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Arl6Ip5 Para Wb E Elisa - 075915

Número do item: CM0017612

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ARL6IP5 (PRAF3, JWA) para aplicações de Western blot e ELISA. Detecta ARL6IP5 humano e de camundongo, um regulador do transporte de glutamato e taurina. Uniprot 075915.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra ARL6IP5
Observações/Alias	JWA; jmx; hp22; PRAF3; Yip6b; DERP11; HSPC127; addicisin; GTRAP3-18; ARL6IP5
Espécie	Humana
ID do Gene	10550
Imunógeno	Peptídeo Sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100 e o C-terminal de ARL6IP5 humano (NP_006398.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	075915
Peso da Proteína	22 kDa
Envio	Em embalagem de gelo