

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Arl8B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nvj2

Número do item: CM0025568



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade específico para ARL8B. Adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece ARL8B humano e murino. Ferramenta essencial para pesquisa de tráfico lisossomal, citotoxicidade imune e vias antimicrobianas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	ARL8B Rabbit pAb
Observações/Alias	Gie1; ARL10C; ARL8B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55207
ID do Gene	55207
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 127-186 da ARL8B humana (NP_060654.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NVJ2
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo