

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Armc10 Para Wb, Elisa - Q8N2F6

Número do item: CM0023943

introdução

Anticorpo policlonar de coelho de alta qualidade direcionado ao ARMC10 humano, validado para Western blot e ELISA. Ideal para estudos de sobrevivência celular, regulação do crescimento e sinalização p53 em diversos tecidos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARMC10 Rabbit pAb
Observações/Alias	SVH, PNAS112, PNAS-112, PSEC0198, ARMC10
Espécie	Humano
GeneID (humano)	83787
GeneID	83787
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 169-308 do ARMC10 humano (NP_001154481.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8N2F6
Peso Proteico	38kDa
Transporte	Saco de gelo