

Anticorpo Policlonais Anti-Armc6 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Nxe6

Número do item: CM0017902

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ARMC6 humano (proteína 6 contendo repetições de armadillo), recomendado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Proteína de 54 kDa. Ideal para estudos de proteômica e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARMC6 Rabbit pAb
Observações/Alias	R30923_1; ARMC6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	93436
GeneID	93436
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 do ARMC6 humano (NP_001186125.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6NXE6
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Bolsa de gelo