

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Armet/Arp/Manf Para Wb, Elisa - P55145

Número do item: CM0002858



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra ARMET/ARP/MANF humano, validado para WB e ELISA. Para pesquisa em neurociência e estresse do RE. Reage de forma cruzada com humano, rato, camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARMET/ARP/MANF Rabbit mAb
Observações/Apelido	ARP; ARMET; ARMET/ARP/MANF
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7873
GeneID	7873
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-182 do MANF humano (NP_006001.5).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55145
Peso Proteico	21 kDa
Envio	Em saco de gelo