

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Armet/Arp/Manf Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P55145

Número do item: CM0025156



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MANF humano (ARMET/ARP), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de fator neurotrófico e estresse de RE.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Especificação                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | ARMET/ARP/MANF pAb de Coelho                                                                                                        |
| Observações/Apelido | ARP; ARMET; ARMET/ARP/MANF                                                                                                          |
| Espécie             | Humano                                                                                                                              |
| GeneID (Humano)     | 7873                                                                                                                                |
| GeneID              | 7873                                                                                                                                |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-182 do ARMET/ARP/MANF humano (NP_006001.5). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                              |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                            |
| SWISS               | P55145                                                                                                                              |
| Peso da Proteína    | 21kDa                                                                                                                               |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                                       |