

Anticorpo Policlonar Anti-Arnt2 De Coelho Para Wb E Elisa - Q9Hbz2

Número do item: CM0029319

introdução

Anticorpo policlonar de coelho direcionado a ARNT2 humano (bHLHe1) para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudo da regulação da transcrição, desenvolvimento do eixo hipotálamo-hipofisário e sinalização nuclear. ~79 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARNT2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	WEDAS; bHLHe1; ARNT2
Espécie	Humano
ID do Gene	9915
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 440-690 de ARNT2 humano (NP_055677.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonares
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9HBZ2
Peso da Proteína	79kDa
Envio	Bolsa de gelo