


Anticorpo Policlonal Anti-Aromatase (Cyp19A1) Para Wb - P11511

Número do item: CM0024066



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Aromatase (CYP19A1) humana, adequado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com espécimes de camundongo e rato. Ideal para estudos de biossíntese de estrogênio e vias dependentes de hormônios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Aromatase (CYP19A1) pAb de coelho
Observações/Alias	ARO; ARO1; CPV1; CYAR; CYP19; CYPXIX; P-450AROM; Aromatase (CYP19A1)
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	1588
ID do Gene	1588
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 234-503 da Aromatase (CYP19A1) humana (NP_000094.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11511
Peso da Proteína	58kDa
Transporte	Bolsa de gelo