


Anticorpo Policlonal Anti-Arp2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61160

Número do item: CM0030776



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Arp2 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Tem como alvo o componente do complexo Arp2/3 envolvido na dinâmica de actina e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Arp2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ARP2; Arp2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10097
GeneID	10097
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-160 do Arp2 humano (NP_005713.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61160
Peso Proteico	45kDa
Envio	