


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Arp2 Para Wb E Elisa - P61160

Número do item: CM0010043



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Arp2 humano (ARP2), validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudar polimerização da actina, motilidade celular e reparo de DNA nuclear.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho Anti-Arp2
Observações/Apelido	ARP2; Arp2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10097
Imunógeno	Um peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 295-394 do Arp2 humano (P61160)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61160
Peso Proteico	45kDa
Envio	Bolsa de gelo