


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Arp3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61158

Número do item: CM0011906



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Arp3 para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta Arp3 (ACTR3) humano, de rato e camundongo a 47kDa. Adequado para pesquisa de citoesqueleto, motilidade celular e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Arp3
Observações/Apelido	ARP3; Arp3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10096
GeneID	10096
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 319-418 do Arp3 humano (P61158).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61158
Peso Proteico	47kDa
Envio	Bolsa de Gelo