


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Arp3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P61158

Número do item: CM0013957



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o Arp3 (ACTR3) humano, validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Para pesquisa de polimerização de actina, motilidade celular e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Arp3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ARP3; Arp3
Espécie	Humano
ID do Gene	10096 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-418 do Arp3 humano (NP_005712.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P61158
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco de gelo