


Anticorpo Monoclonal Anti-Arpc2 Para Wb - O15144

Número do item: CM0003102



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-ARPC2 de alta qualidade validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reage com ARPC2 humano, de rato e camundongo, uma subunidade de 34 kDa do complexo Arp2/3 essencial para a polimerização da actina e motilidade celular. Ideal para pesquisa de citoesqueleto e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARPC2 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	ARC34; PRO2446; p34-Arc; PNAS-139; ARPC2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10109
GeneID	10109
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15144
Peso Proteico	34kDa
Envio	Em saco de gelo