


Anticorpo Policlonal Anti-Arpc2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O15144

Número do item: CM0014659



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ARPC2 para WB, IHC-P, ELISA. Alvo o ARPC2 humano (p34-Arc), componente do complexo Arp2/3, envolvido na polimerização da actina. Validado em Humano, Rato e Camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro Principal	Especificação
Nome do Produto	ARPC2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ARC34; PRO2446; p34-Arc; PNAS-139; ARPC2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10109
ID do Gene	10109
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do ARPC2 humano (NP_690601.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15144
Peso Proteico	34kDa
Transporte	Saco de gelo