


Anticorpo Policlonais De Coelho Anti-Arpc3 Para Wb, If/Icc, Elisa - O15145

Número do item: CM0030860



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ARPC3 humano, adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta níveis endógenos da subunidade 3 do complexo proteico 2/3 relacionado à actina (p21-ARC) em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de polimerização de actina e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARPC3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ARC21; p21-Arc; ARPC3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10094
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-178 da ARPC3 humana (NP_001265485.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15145
Peso Proteico	21kDa
Envio	Bolsa de gelo