


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Arpc5 (P16-Arc) Para Wb E Elisa - O15511

Número do item: CM0012716



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado contra ARPC5/p16-ARC humano, uma subunidade do complexo Arp2/3 envolvida na polimerização da actina e no reparo do DNA. Validado para WB e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Adequado para estudos de motilidade celular e citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	p16-ARC/ARC16/ARPC5 mAb de coelho
Observações/Apelido	ARC16; p16-Arc; dj127C7.3; p16-ARC/ARC16/ARPC5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10092
GeneID	10092
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 de p16-ARC/ARC16/ARPC5 humano (O15511)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O15511
Peso da proteína	16 kDa
Envio	Embalagem de gelo