

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Arrb2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P32121

Número do item: CM0020729



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao ARR2 humano (beta-arrestina-2), adequado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar dessensibilização de GPCR, endocitose e vias de sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARRB2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ARB2; ARR2; BARR2; ARRB2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	409
GeneID	409
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 295-394 do ARRB2 humano (NP_945355.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P32121
Peso Proteico	46kDa
Envio	Bolsa de Gelo