

Anti-Arrdc4 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q8Nct1

Número do item: CM0020267

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ARRDC4 humano, validado para WB e ELISA. Adequado para estudar as funções da proteína contendo domínio de arrestina 4 na endocitose de GPCR, captação de glicose e resposta imune inata. Reage cruzadamente com humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARRDC4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ARRDC4
Espécie	Humano
ID do Gene	91947
Imunogénio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-400 do ARRDC4 humano (NP_899232.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8NCT1
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Saco de gelo