

Anticorpo Policlonal Anti-Arsk Para Wb, Elisa - Q9D2L1

Número do item: CM0022533

introdução

Arsk Rabbit pAb validado para aplicações de WB e ELISA. Tem como alvo a arilsulfatase K humana com imunogênio recombinante. Ideal para estudos de enzimas lisossomais e degradação de glicosaminoglicanos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Arsk Rabbit pAb
Observações/Apelido	ASK; 2810429K17Rik; 4833414G15Rik; Arsk
Espécie	Humano
GeneID (humano)	77041
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-553 do Arsk humano (NP_084123.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9D2L1
Peso Proteico	63kDa
Envio	Saco de gelo