

Anti-Art1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52961

Número do item: CM0016706

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ART1 humano (ARTC1/CD296) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta ART1 endógeno em ~36 kDa em humanos e camundongos; ideal para estudos de ADP-ribosilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ART1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RT6; ART2; ARTC1; CD296; ART1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	417
ID do Gene	417
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-295 do ART1 humano (NP_004305.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P52961
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco com gelo