

Anticorpo Policlonais Anti-Art5 Para Wb, Elisa - Q96L15

Número do item: CM0024938

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ART5 (ARTC5) humano validado para Western blotting (WB) e ELISA. Detecta ART5 humano, de camundongo e rato (32 kDa). Adequado para pesquisa de ecto-ADP-ribosiltransferase 5.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ART5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ARTC5; ART5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	116969
GeneID	116969
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-200 do ART5 humano (NP_443750.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96L15
Peso Proteico	32kDa
Envio	Bolsa de gelo