


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Artn Para Wb, Elisa - Q5T4W7

Número do item: CM0030343



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra Artemina humana (ARTN) para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para investigar sobrevivência de neurônios periféricos, suporte a neurônios dopaminérgicos e vias de sinalização RET/GFR α 3.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARTN pAb de Coelho
Observações/Alias	ART; EVN; NBN; ENOVIN; ARTN
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9048
GeneID	9048
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 122-220 de ARTN humano (NP_476432.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5T4W7
Peso Molecular da Proteína	23kDa
Envio	Saco de gelo