

Anticorpo Policlonal Anti-Arx Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Qs3

Número do item: CM0020607

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ARX humano, um fator de transcrição homeobox envolvido no desenvolvimento cerebral e na diferenciação de células pancreáticas. Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ARX Rabbit pAb
Observações/Apelido	ISSX; PRTS; CT121; EIEE1; MRX29; MRX32; MRX33; MRX36; MRX38; MRX43; MRX54; MRX76; MRX87; MRXS1; ARX
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	170302
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 500 até a extremidade C-terminal do ARX humano (NP_620689.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96QS3
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco de gelo